



À
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.06-001/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.10.02.02-PMAS-SAÚDE

PROPOSTA DE PRECOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP.

CNPJ: 11.050.321/0001-17 LE, 582.820.303.119

ENDEREÇO: RUA MARTINS PENA, 63 - CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 14080-620.

TEL/FAX: (16) 3969-1000 RIBEIRÃO PRETO/SP

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA (PROCURADORA): ÉRICA VERNILE PEREIRA VEZONO, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, RG 18.294.531-5 SSP/SP E CPF: 138.771.588-70.

E-MAIL: licitacao@gigante.com.br

BANCO DO BRASIL nº 001 / AG. 2890-8 - SAUDADE / C/C 22125-2

DATA DA PROPOSTA: 24/10/2018

ltem	Un.	Descrição	Qtd.	Valor unitário	Valor total
		BERCO PARA RECÉM NASCIDO			
026626	UN		02	R\$ 770,00	RS 1.540,00
		BERÇO HOSPITALAR GRN - MODELO GIGABABY I		(Setecentos e setenta reais)	(Um mil quinhentos e
		Marca Gigante Produtos Médicos / Fabricante	}	:	quarenta reais)
		Gigante Produtos Médicos		.33.5	
		Construído em tubo de I polegada pintado com tinta	ì		
		epóxi com tratamento anticorrosivo sem pontos	ļ	147	
	İ	aparentes de solda, apoiado em quatro rodízios		\$	
	1	giratórios de 3" diâmetro, sendo dois com freios.			
		Cuna removivel em acrilico transparente, com			
		elevação de altura na região da cabeça do m e com aba			
		em todo o contorno que permite fácil empunhadura e			
	ļ	reforço oferecendo posições de trendelenburg,		¥2	
	Î	horizontal e próclive com trava de segurança.		k.	
		Acompanha colchão com abertura em uma das		1	
	1	extremidades para desinfecção, em espuma de 3 cm,			
		em material antialérgico e atóxico, para maior conforto	1		





		I de DNI Dimension ensuimedes de essessi			
		do RN, Dimensões aproximadas de cesto:			
		67x35x21cm e dimensões totais aproximadas:			
		81x50x100cm.			
		Acessório incluso: Prateleira intermediária com			
		compartimentos para guarda de materiais diversos.			
		REGISTRO ANVISA/MS Nº 80681020001			
		BERCO AQUECIDO			
026632	UN	BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema	02	RS 9.390,00 (Nove mil trezentos e noventa reais)	RS 18.780,00 (Dezoito mil setecentos e oitenta reais)
		Calor irradiante, elemento aquecedor disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito propiciando calor homogêneo em roda área do colchão. Painei			
1		Módulo controlador alojando todos seus componentes,			
		instalado na parte frontal da coluna			
		com acabamento em policarbonato evitando a		17	
		penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do			
		tipo membrana, três mostradores visuais independentes			
		que mantêm a visualização constante das temperaturas			
		programadas e reais. Display digital do nível de			1
		potência selecionado pelo usuário, display digital da			
		temperatura de pele do paciente, display em cristal			
		liquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele			
		desejada e informações alfa numéricas das condições de			
		alarmes.	2	1	
		Indicação através de led posicionada em local alto e a			
			f	1	
	e:		5		İ
	į.	para visualização a distância dos alarmes		1	
	1	Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de			
	1	hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa		1	
		(servo controle), temperatura do modo RN alta (servo			
	1	controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do	ı	1	
		RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento	}		1
		e aquecimento excessivo no modo manual.	1		1
		Comunação automática de um modo para o outro		1	
		controlada através do sensor de pele.	İ		
	1	A indicação visual dos alarmes permanecerá visível	İ	İ	
		mesmo com o som inibido, até a solução da causa.			
		Bateria interna recarregável.			
		Sistema de segurança da temperatura do Ar no modo			
	and the second	manual para situações de temperatura acima de 39,5°C			
	1	desligando assim automaticamente o aquecimento.	Ì		
	1	Sistema que interrompe o aquecimento quando o			
	1	elemento aquecedor permanecer na máxima potência		1	
	-	determinada por um tempe consecurivo de 15 Minutos.	Ì		
	i	Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção			





eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Sistema de auto-teste constante das funções, indicação

Sistema de auto-teste constante das funções, indicaç luminosa do nível de potência de aquecimento.

Informa o modo de operação atual do equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%.

Faixa de leitura da temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 à 38° C com resolução de 0,1°C., Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), a justando automaticamente a temperatura do AR.

Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potencias.

Retenção de memória na falta de energia dos valores programados

Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência).

Tecla de inibição de alarme (áudio). Tecla "liga" e "desliga" do equipamento.

Tecla de auto teste do sistema

Corpo

Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebativeis em acrilico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de înclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico, com revestimente removível e antialérgico nas dimensões do berço.

Alimentação: 110/127 ou 220 VAC - 50 ou 60 Hz,

fusiveis de proteção para os circuitos.

Acompanha: Sensor de pele, foco de luz fria para







APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja intermediaria sob o leito e alça para locomoção. Acessórios inclusos: Elemento aquecedor com giro bilateral que facilita o posicionamento do aparelho de raios x e gaveta para chassis de raios x. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias — Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 — Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança.	
Acessórios inclusos: Elemento aquecedor com giro bilateral que facilita o posicionamento do aparelho de raios x e gaveta para chassis de raios x. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1=2 — Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança.	the first special state of the
bilateral que facilita o posicionamento do aparelho de raios x e gaveta para chassis de raios x. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 — Compatibilidade Eletromagnésica, Prescrições Gerais para Segurança.	
raios x e gaveta para chassis de raios x. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias — Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 — Compatibilidade Eletromagnésica, Prescrições Gerais para Segurança.	1
Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias — Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 — Compatibilidade Eletromagnésica, Prescrições Gerais para Segurança.	
Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança.	
NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança.	
Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 — Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança.	
NBR IEC 60601-1-2 — Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança.	The second secon
Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança.	A Shirt and a Shir
AMD YOU COCKED BY	
NBR IEC 60601-2-21 mais as Emendas Obrigatórias -	
Prescrições Particulares para Segurança de Berço	
Aquecido	
Registro ANVISA-MS Nº 102287.40032	

Informações Adicionais.

RS 20.320,00 (VINTE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)

Frete: Incluso	IPI: Isento	Procedência: Nacional	Garantia de 12 (doze) meses, nas condições do edital.
Prazo Entrega:	Condição Pagamento:	Validade Proposta:	Assistência Técnica:
05 (cinco) dias,	30 (trinta) dias	60 (sessenta) dias	Permanente desde que
conforme edital.	conforme edital.	conforme edital.	solicitado.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusas todas as despesas, fretes, tributos, todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros demais encargos de qualquer natureza que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos incidentes sobre o objeto do pregão.

Declaramos que dispomos de empresa para Assistência Técnica nos equipamentos cotados, conforme segue:

BIOFORS MEDICAL COM. E SERV. EQUIP. MEDICOS

R. Euzébio de Queiroz, 1888A – Bom Futuro CEP. 60421-102 – Fortaleza/CE

Fone: (85) 3232-1523 - E-mail: comercial@biofors.com.br

Declaramos estarmos cientes de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 2018.10.02.02-PMAS-SAÚDE e seus anexos.

Ribeirão Preto, 31 de outubro de 2018.

Érica Vernile Pereira Vezono

RG. 18.294.531-5-SSP/SP - Procuradora

CPF: 138.771.588-70

Gigante Produtos Médicos Eireli- EPP

Rua Martins Pena, 63 - Campos Eliseos - CEP 14080-620.

Ribeirão Preto/SP - Fone/Fax: (16) 3969-1000

www.gigante.com.br - E-mail: licitacao@gigante.com.br

CNPJ: 11.050,321/0001-17 IE: 582.820.303.119.